

杭州承诺医疗科技有限公司

Hangzhou generalstim medical technology co. LTD

- ◎ 地址:浙江省杭州市 余杭区五常街道文一西路998号海创园18号楼101室
- 申话:+86-571-88572061
- **(国)** 传真:+86-571-88572081
- 逊 企业邮箱∶public@generalstim.com
- ⑥ 公司网址:www.generalstim.com







企业简介

1600M²

办公和生产场地




10万级洁净车间

公司于2013年成立,致力于神经刺激技术的研发和应 用。2015年荣获杭州市"雏鹰计划"企业,2016年入围 "浙江省科技型中小型企业",同年荣获"第五届中国创 新创业大赛(全国)"生物医药领域优秀企业奖。总部和 生产基地位于杭州,在美国加州设立了研究中心,美国 的研究中心主要进行研发和技术支持,杭州公司拥有 1600多平方米的办公和生产场地同时建有600平方 10万级的洁净车间用于植入体部分的生产制造。

杭州承诺,以多名博士为核心的研发团队,不断在神经 刺激领域里面开拓进取,先后开发完成独创6电极、超 低功耗且远距离程控的骶神经刺激系统、微型可植入 式无线神经刺激系统、盆底康复治疗仪和国内首款膀 胱腔内刺激电极。

杭州承诺医疗科技有限公司十分注重产品研发、技术 成果转化及知识产权保护,目前已申请:13项发明专 利,7项实用新型专利,4项外观专利。





美国研发中心照片



公司成立 团队组建



雏鹰计划

杭州市"雏鹰计划"企业



入围浙江省科技型中小型企业

创新创业大赛

第五届中国创新创业大赛(全国)生物医药领域优秀企业

特别审批名单

2016

公司产品"骶神经刺激系统(SacralStim)"进入国家药监 局"第三类创新医疗器械特别审批"名单



公司首席科学家

吉拉德・勒布 博士 Gerald. E. Loeb MD

- 第一代微型神经刺激器BION的主要发明者
- 发表超过300篇期刊论文和专著,拥有55项美国专利, 总研究经费超过2000万美元
- 担任多项核心期刊编委及评审专家,包括 Nature, Science, J. Neuroscience, J. Neurophysiology

1972 美国约翰霍普斯金大学, 医学博士


1973-1988 美国国立卫生研究院神经控制实验室主任

1988-1994 美国Advanced Bionics 公司首席科学家


1999 - 今,美国南加州大学医疗器械研发中心主任

骶神经刺激系统SacralStim

通过短脉冲刺激电流对骶神经(S3)通路的兴奋激活和抑制 作用,抑制中间神经元向脑桥排尿中枢的感觉传递、骶副交 感节前神经元和膀胱一尿道反射。这种机制抑制了非随意 排尿,从而达到了治疗膀胱过度活动症的效果。







独创6触点植入电极 ISL-280620

IS-10A植入式神经刺激器		
桔构参数	高度	51mm
	长度	42mm
	厚度	11mm
	重量	38g
电参数	电池容量	2.5Ahr
	恒压源输出	0-10V
	脉冲频率	5Hz-110Hz
	脉冲宽度	64us-624us
	通信频段	MICS+ISM
	通信方式	远场通信
	通讯距离	大于30cm
	使用寿命	7年(使用寿命与程控参数相关)

ISL-280620植入式神经刺激电极		
长度	28CM	
电极形状	直型	
电极直径	1.3mm	
电极片数量	6	
长电极片形状	圆柱形	
电极片长度	2.5mm	
电极片间距	1.5mm	
电极导线	6芯螺旋线	

ISL-280620植入式神经刺激电极优点

杭州承诺医疗科技有限公司研发的6触点电极骶神经刺激系统敏感电压个数与4触点电极骶神经刺激系统的电压个数相比 明显增加,该优势可以为刺激器植入术后的程控提供更多种的刺激组合的选择。

更多的敏感触点,能够为患者提供更多的治疗方案,从而提高治疗的有效率。



程控示意图

植入体和程控仪为国内首个使用MICS频段和ISM频段的医疗器械,该套通信系统建立了植入体与体外监控设备间的无线 通信链路,典型状态下通信距离为2米,为术中术后程控带来了便捷,避免了术中近距离下程控带来的感染。MICS频段的最 大允许发射功率非常低可降低与同频段其他用户相互干扰的风险,同时MICS频段信号穿过人体传输时的衰减比较小,通 信更安全更可靠。

程控仪可以方便的打开或关闭植入体、配置电极、同步刺激参数、测量人体阻抗、读取植入体信息、调整刺激参数等,配合杭 州承诺开发的骶神经调控专用APP,为医生调控提供更简单、便捷的操作环境。





功能丰富且操作简单的程控界面


人体临床试验


试验成功的预期条件

刺激器植入术后12周时,24小时平均排尿次数较基线相比,减少50%及以上。

试验采用随机对照设计,分两组进行


试验组:术后12周内,正常开机刺激 对照组:术后12周内,不开机(无刺激)






植入示意图

已完成全国多中心、随机、盲法、平行对照评价植入式骶神经刺激系统 (Sacralstim)治疗难治性膀胱过度活动症的安全性和有效性临床试验



患者年龄分布



电极(6触点)术中X影像定位

神经刺激技术适应症

神经刺激在很多疾病的治疗上明显优于药物,疗效显著,副作用小,在欧美已经被广泛接受和应用。目前在欧美通过FDA认证的刺激有:



深脑刺激

病症:帕金森、癫痫



骶神经刺激

病症: 泌尿系统障碍



中枢神经刺激

病症:脊柱镇痛



迷走神经刺激

病症:焦虑、贪食症、耳鸣、糖尿病、肥胖等

FDA APPROVED **EMERGING** Deep Brain Stim: Deep Brain Stim: Parkinson's Disease, Dystonia, Essential Tremor, Depression, Epilepsy, Obsessive Compulsive Disorder Obesity, Stroke Recovery Cortical Stim: Epilepsy Vagus Nerve Stim: Depression, Epilepsy Migraines, Extremity Pain Spinal Cord Stim: Carotid Artery, Sinus Stim: Hypertens Hypoglossal & Phrenic Nerve Stim: Sacral Nerve Stim: Spinal Cord Stim: Angina Gastric Stim: Obesity Sacral & Pudendal Nerve Stim: Interstitial Cystitis FUTURE Deep Brain Stim: Alzheimer's, Anxiety, Bulimia, Tinnitus, Traumatic Brain Injury, Tourette's, Sleep Disorders, Autism, Bipolar Alzheimer's, Anxiety, Obesity, Bulimia, Tinnitus, Obsessive Compulsive Disorder, Heart Failure Spinal Cord Stim: Asthma FDA批准认证的神经电刺激 Gastric Stim: Bulimia, Interstitial Cystitis





全球神经刺激领域增长趋势图

未来杭州承诺医疗将研发更多适应症的神经刺激器,通过承诺医疗的努力,让患者回归正常生活。